

仕様

型式
隙間高さ
処理容量
最高回転数
機械寸法
機械重量
電源容量
材質
耐熱温度
軸シール
温調
付属品

	TVF001	TVF01	TVF1
型式	TVF001	TVF01	TVF1
隙間高さ	2.5 / 1.0 / 0.5 / 0.2 mm	5.0 / 2.5 / 1.0 / 0.5 mm	10.0 / 5.0 / 2.5 / 1.0 mm
処理容量	25 / 10 / 5 / 2 ml	106 / 56 / 23 / 12 ml	1.0 / 0.5 / 0.25 / 0.1 L
最高回転数	6000 rpm	3000 rpm	1500 rpm
機械寸法	W850 × D500 × H400 mm	W900 × D500 × H400 mm	W1450 × D660 × H1220 mm
機械重量	本体:110kg (制御盤別)	本体:115kg (制御盤別)	700kg (制御盤一体型)
電源容量	4kVA(20A) / 200V	4kVA(20A) / 200V	6kVA(30A) / 200V
材質	SUS316L or ハステロイ	SUS316L or ハステロイ	SUS316L or ハステロイ
耐熱温度	-10~80℃	-10~80℃	-10~80℃
軸シール	専用ダブルメカニカルシール	専用ダブルメカニカルシール	専用ダブルメカニカルシール
温調	ジャケット式	ジャケット式	ジャケット式
付属品	シール液温調循環ユニット 制御盤	シール液温調循環ユニット 制御盤	シール液温調循環ユニット
外形図			

●本仕様は予告なしに変更する場合があります。●ご要望に合わせて特注設計も承ります。

テイラー渦流式 連続晶析・反応装置

TVF® Series



TVF01

TVF1

TVF001

株式会社チップトン

<https://www.tipton.co.jp>

本社 …… TEL 052(692)6666(代) FAX 052(692)9445
名古屋南区豊田3-19-21 〒457-8566
飛島工場 …… TEL 0567(56)7500(代) FAX 0567(56)7513
愛知県海部郡飛島村大宝3-25-1 〒490-1438
東京営業所 …… TEL 03(6696)0633(代) FAX 03(6696)0636
東京都豊島区西巣鴨1-15-15 〒170-0001
本社営業所 …… TEL 052(692)7175(代) FAX 052(692)0249
名古屋南区豊田3-19-21 〒457-8566
大阪営業所 …… TEL 06(6190)1800(代) FAX 06(6190)1807
大阪府吹田市南吹田5-19-12 〒564-0043
広島営業所 …… TEL 082(534)2031(代) FAX 082(534)2033
広島県広島市東区光町1-12-16 広島ビル4階 〒732-0052
Tipton USA Inc. …… TEL +1-480-795-2647
2450 W Broadway Rd. Suite 108, Mesa,
AZ 85202, USA
(株)チップトン富山 …… TEL 076(435)1281(代) FAX 076(435)1282
富山市金山新107 〒930-2206

品質に関するお問い合わせ

品質保証室
TEL 0567(56)7503(直)
FAX 0567(56)7516

設備メンテナンスに関する
お問い合わせ

エンジニアリング課
TEL 0567(56)7504(直)
FAX 0567(56)7514

メールでのお問い合わせ

代表(本社)
sales-department@tipton.co.jp

※本カタログ内に掲載の記事、写真などの
転載はお断りいたします。

カタログ
ダウンロード



YouTube



このカタログは環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

26/05/A

特許

7213513 7522443 7557915
7498487 7522444 7568213


意匠

1653241

医薬品や化学品の 連続晶析・反応などに

原理


外筒と内筒のスキマ空間に液体を満した状態で内筒を回転させると、模式図のような規則的な渦が発生します。時計回りの渦と反時計回り渦とが交互に現れるのがテイラー渦流の特徴で、これをリングペア渦流といいます。それぞれの渦は螺旋状に繋がっているのではなく、ドーナツ状に独立しています。このため、渦間での液移動がほとんど起こりません。



特長


1 連続生産 = 生産性の向上

- 従来のバッチ式生産では攪拌に時間を要するため巨大な反応槽を要しましたが、TVFはテイラー渦内で瞬時に混合・反応が完了するため、設備を小型化できます。
- スケールアップパラメータも少ないため、量産への移行期間を大幅に短縮できます。
- 反応空間が狭く閉じているため、危険性の高い物質や反応であっても安全に行うことができます。また、CIP (Clean In Place) によるインライン洗浄も可能です。




2 高い押し出し性 = 均一な粒径

渦間の液移動が極めて少ないため(押し出し性が高いため)混合時間が等しくなります。このため、粒径のバラつきも小さく、均一になります。また、スキマ空間を狭くするほど押し出し性が高まり、より均一な粒径を得ることができます。



3 強いせん断力 = 微細粒化 / 球状化

当社が独自開発した設計により、最小0.2mmの狭い間隙幅と最大6000rpmの高速回転を実現しました。これにより、渦内には更に強力なせん断力が働き、粒子の1層の微細化、球状化が可能となりました。



分野と用途

医薬

- ▶低分子原薬
反応/晶析/微細化
- ▶DDS LNP製剤
カプセル化/微細化



化学

- ▶2次電池材料
共沈/真球化
- ▶半導体原材料
微細化/安定化



食品

- ▶乳製品/油脂製品
乳化/微細化
- ▶健康食品
乳化/微細化



その他

- ▶塗料色素
微細化
- ▶化粧品
乳化/微細化



オプション

機械メーカーとしての80年以上の経験とノウハウで、お客様のニーズに合わせた特注設計を承ります。

多様なカスタマイズ 特注設計

- 溶剤や強酸・強アルカリに適した素材変更
- プロセスポンプや温度/圧力/流量センサとの連動
- ポート追加
(センサ、流入口、流出口、サンプリング)
- スケールアップ

ガラス製外筒

特殊な高精度ガラスを用いて外筒を透明化します。渦の生成状況など内部の状態を観察できます。



ハステロイ製内筒・外筒

塩酸に耐えるハステロイでも高精度に外筒、内筒を製作可能です。温調ジャケット、中間ポートの増設にも対応します。


中間ポート付外筒

中間サンプリングや監視センサーの設置にも対応します。温調ジャケット付も可能です。



スキマの変更 (内筒径変更/着脱交換可能)


太さの異なる内筒に交換することで、スキマを調整することができます。スキマは、せん断力、押し出し性、生産性などに影響する重要なパラメータです。内筒交換はとて簡単。慣れれば数分で完了します(特許申請済)。メーカーを呼びする必要ありません。



スラグ流れ (神戸大学との共同研究開発)

特許: 7213513

気液スラグ流とは、気体と液体を一定割合で連続流入させながら内筒を回転させることで、液相と気相の帯が交互に発生することをいいます。液相と液相の間が、気相により完全に分断されるため、軸方向の液移動が無く、反応時間のバラツキは極限まで小さくなります。神戸大学で行った実験では、液体のみの普通のテイラー渦流と比較して気液スラグ流の拡散度は約1/250であり、粒径のさらなる均一化が可能です。特に処理時間が長いプロセスでは軸方向拡散の影響が出やすいため、混合や粒径の均質化・均一化を目指すならば、気液スラグ流がより効果的です。



▶ 気液スラグ流による軸方向拡散防止の効果

	気液2相スラグ流	普通のテイラー渦流
軸方向拡散係数	0.00000576	0.0015
晶析粒径分布イメージ		

1/250